



32560

## STETHOSKOP TRAD SCHWARZ

- Traditionelle Serie aus Aluminium, leicht und latexfrei
- Ohrbügel aus Messing und Anti-Kälteschauer-Bruststück
- Membran Ø 43,5 mm
- Schlauch: Länge 62 cm, Innen-Ø 4 mm, Außen-Ø 8 mm
- Farbe: schwarz
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl