



02SF1853EASYICE

## KÄLTE-SOFORT-KOMPRESSE VLIES

- Kälte-Sofortkomresse aus Vliesstoff zum einmaligen Gebrauch für die Kältetherapie mit einer Temperatur von 0°C und für eine Dauer von circa 30 Minuten
- Eignet sich zum sofortigen und direkten Kühlen, um Schwellungen und die Bildung von Hämatomen zu vermeiden
- Stoppt kleinere Blutungen und wirkt merklich schmerzlindernd
- Hat bei Raumtemperatur kein Verfallsdatum
- Die Verpackung besteht aus Vliesstoff
- Abmessungen: circa 13,5x17cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl