



50AC2S18

VENENVERWEILKAN?LE G18 GR?N

VENENVERWEILKAN?LE G18 GR?N

- 2 Wege-Venenverweilkan?le aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Fl?geln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, r?ntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 18G x 45 mm - gr?n
- CODE CND A010199

F?r weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl