



**50AC2S22**

## **VENENVERWEILKAN?LE G22 BLAU**

VENENVERWEILKAN?LE G22 BLAU

- 2 Wege-Venenverweilkan?le aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Fl?geln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, r?ntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 22G x 25 mm - hellblau
- CODE CND A010199

F?r weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl