



**50AC2S24**

**VENENVERWEILKANÜLE G24 GELB**

VENENVERWEILKANÜLE G24 GELB

- 2 Wege-Venenverweilkanüle aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 24 G gelb
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl