



63100

### VERBANDTUCH ALUMINIUM 40X60 cm

- ALUmed die neue sterile Behandlung von Wunden und Brandwunden: Rettungstuch
- Hypoallergen, atmungsaktiv, antibakteriell, weich und mit hoher Saugfähigkeit, aber geringer Haftkraft
- Bestehend aus einer Aluminiumschicht und einer Gazeschicht mit hoher Saugfähigkeit, welche das Infektionsrisiko erheblich senkt
- Durch die Aluminiumfolie, in direktem Kontakt mit der Wunde oder der Brandwunde, werden Transsudat oder Blut abgesondert, ohne dass die Aluminiumschicht mit der Wunde in Berührung kommt
- Durch die Aluminiumfolie, in direktem Kontakt mit der Wunde oder der Brandwunde, werden Transsudat oder Blut abgesondert, ohne dass die Aluminiumschicht mit der Wunde in Berührung kommt
- Unterstützt die Epithelisierung und die Bildung von Narbengewebe
- Dank der hohen Saugfähigkeit, jedoch nicht Haftkraft, wird die Wundversorgung erleichtert
- Abmessungen: circa 40x60 cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl