



## CPS202

### AUGENSP?LUNG IN TROPFENFORM

- Kit für die Augensp?lung bestehend aus 2 500ml-Flaschen mit steriler Einweg-Kochsalzl?sung
- Die Augenschale ist für den sofortigen Einsatz schon montiert
- Thermogeformter Behälter mit Fenster, Schutz gegen das Eindringen von Staub, Spiegel, Schrauben und Dübel zur Montage an der Wand
- Abmessungen: circa 32 (L) x 8 (B) x 41 (h) cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl