



CPS258

NOTFALLSET FÜR AUGENSPÜLUNG

- Wird allen Unternehmen und auf Transportfahrzeugen empfohlen, um im Notfall eine Augenspülung durchzuführen.
- Grüner Koffer mit Wandhalterung, es sind enthalten:
- Leere 500ml-Flasche für die Augenspülung
- 500ml-Flasche mit Kochsalzlösung für die Augenspülung
- 2 sterile Augenkompressen
- 2 Packungen mit steriler Watte 18x40 cm
- Listerschere 14,5 cm
- Rollenpflaster 1m x 2cm
- Ein Päckchen Taschentücher
- Spiegel
- Gebrauchsanweisung
- Abmessungen: circa 25,5x9x19 (h) cm
- Gewicht: circa 1,2 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl