



FCT2000

EISBEUTEL STANDARD 13,5X17

- Sofort kalte Wegwerf-Kompressen mit einer Temperatur von 0°C für eine Dauer von circa 30 Minuten
- Die sofortige Anwendung verhindert bei Traumata die Bildung von Schwellungen und Hämatomen
- Stillt kleinere Blutungen und lindert merklich den Schmerz
- Kein Verfallsdatum bei Raumtemperatur
- Aus PVC gefertigt
- EG-Zertifikat der Klasse IIa
- Abmessungen: circa 13,5x17 cm
- CODE CND M9001 - RDM 163045/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl