



**MAT022**

## **AUGENSPLITTER ENTFERNER**

### **AUGEN-FREMDKÖRPERENTFERNER**

- Instrument zum Entfernen von Metallsplittern aus dem Auge
- An einem Ende befindet sich eine Magnetspitze aus Neodym mit sehr hoher Anziehungskraft, sodass Eisensplitter entfernt werden können, ohne dass die Spitze zu nahe an den Augapfel kommt. Am anderen Ende befindet sich eine abriebfeste Nylon-Schlinge, mit der nicht-metallische Splitter entfernt werden können
- Der Stift und der Instrumentenaufgabe bestehen aus eloxiertem Aluminium. Durch die Neopren-Besätze kann der Stift sicher gehalten werden
- Wird in einer praktischen Hülle geliefert
- EG-zertifiziert
- CODE CND Q0299 - CODE RDM 72774/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl