



PF32411

SEPTAMAN GEL 500 ML

Medizinisch-chirurgisches Produkt (PMC) – Registriert im Gesundheitsministerium Nr. 19059

Farblose alkoholische Lösung (70% Ethylalkohol D.S.) in Gel-Form, gebrauchsfertig zur schnellen und wirksamen Desinfektion intakter Haut sowie zum antiseptischen und chirurgischen Händewaschen.

Es hat eine bakterizide, fungizide, mykobakterizide und viruzide Wirkung.

Es inaktiviert auch HIV, HBV, HCV und Rotaviren.

Die Inhaltsstoffe des Gels schützen die Haut und halten sie weich, das ermöglicht eine häufige Anwendung und die Hände werden schnell desinfiziert.

SEPTAMAN GEL enthält keine Duftstoffe, Essenzen oder Farbstoffe, die allergische Reaktionen hervorrufen könnten.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl