



**RSA225**

**RASIERMESSER EINWEG**  
EINWEGRASIERER FÜR TRICOTOMIE

- Rasierer für die Tricotomie, für die Haarentfernung an Stellen, an denen ein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden muss, um mögliche Infektionen zu verhindern
- Die Klinge besteht aus Inox-Stahl
- Einweg-Rasierer, nicht steril, mit einer Klinge

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl