



**STR110270**

## **REFLEXHAMMER**

- Reflexhammer
- Der Hammerstiel besteht aus einer chrom-überzogenen Zinklegierung
- Der Kopf besteht aus PVC
- Mit integrierter Nadel
- Abmessungen: circa 24x6,5x2 cm
- EG-Medizinprodukt gemäß der Europäischen Verordnung MDR 2017/745

*DIR/QM - Rev. 02\_31/05/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl