



**MED98625**

## **MULTI-SAFE VARIO 2000**

- Behälter geeignet für Nadeln und spitze Gegenstände
- Mit Sicherheitsverriegelungssystem
- Der Deckel kann durch leichtes Einklicken montiert werden
- Deutliche Markierung des Füllstands dank neuem Etikettendesign
- Aus Polypropylen
- Volumen: 2,0 l
- Abmessungen: 95 x 240 x 140 mm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl