



x50 pz

207010

### **GISAFE CHIRURGISCHE MASKE SCHWARZ 50 ST.**

- Filtermasken 98% mit 3 Schichten - TYP IIR mit Gummibändern.
- Leichte und bequeme chirurgische Masken, die für Krankenhäuser, Zahnarzt- und Arztpraxen geeignet sind.
- Formbare Nasenauflage zur Anpassung an die anatomische Form des Gesichts
- Bakterieller Ausscheidegrad (BFE) = 98%.
- Aus Vliesstoff, latexfreies und Glasfaserfreies Material
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: ca. 17,5 x 9,5 cm
- Packung: 50 St.
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MDR 2017/745

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl