



**02MFSE00-1**

## **TNT MASKE MIT VISIER**

- Einweg-Gesichtsmaske aus vier Lagen Vliesstoff mit beschlagfreiem Visier, anpassungsfähiger Nasenbügel
- Mit elastischem Stirnband, Farbe grün
- Verwendungszweck: Aufrechterhaltung der hygienischen Bedingungen zwischen Benutzer-Patient-Umgebung
- Hergestellt aus TNT (Vliesstoff) ist nahtlos
- Die Maske ist ungiftig, hypoallergen und geruchsneutral und bietet einen sehr geringen Atemwiderstand
- Es hat eine hohe Filterkapazität und enthält keine Glasfasern, Nickel oder andere schädliche Stoffe
- Latexfrei
- CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen MDR 2017/745
- Referenznorm und Zertifizierung EN ISO 14683:2019 für Masken des Typs IIR
- Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Verfallsdatum: 3 Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum
- Lagerung: an einem kühlen, trockenen Ort, entfernt von starken Wärmequellen

Indikationen für die Verwendung:

Tragen Sie die Maske mit sauberen, trockenen Händen, wobei die Seite mit dem Visier nach oben und die Auflagefläche nach außen zeigen sollte. Rollen Sie dann die Falten aus und formen Sie den Bügel so, dass die Maske so gut wie möglich anliegt, wobei Sie darauf achten sollten, dass Mund und Nase ausreichend bedeckt sind. Ersetzen Sie die Maske, wenn sie beschädigt, schmutzig oder nass ist, oder gemäß den örtlichen Vorschriften; berühren Sie den Filterteil der Maske nach dem Gebrauch nicht und waschen Sie sich nach dem Abnehmen die Hände.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl