



610004

WRASFER - SAUGFÄHIGES TRAGETUCH

- Tragetuch Wrasfer mit hoher Saugfähigkeit
- Das neue innovative System für die Patientenumlagerung. Es kann in allen Situationen verwendet werden, wenn eine Person von einer Krankentrage auf eine andere Krankentrage, von einem Bett auf ein anderes Bett, vom Boden auf eine Krankentrage, etc. getragen werden muss.
- Das Wrasfer Tragetuch ist aus einem widerstandsfähigen Material hergestellt und ermöglicht die Absorbierung von 5 Liter Flüssigkeit, um eine eventuelle Kreuzinfektion durch Flüssigkeitskontakt vorzubeugen. Es wurde entwickelt damit die schwer kranken Patienten von den Rettern im Meer oder an den anderen Orten getragen werden können, insbesondere wenn die Rettung schwierig oder kompliziert ist.
- Das 2 in 1 Wrasfer Tragetuch ist ein Einweg Medizinprodukt der Risikoklasse 1 (laut der Europäischen Direktiv 93/42/CEE) und es ist eine effektive, hygienische und sichere Lösung für den Patiententransfer mit der Tragfähigkeit bis zu 200 kg und die Gewährleistung einer hygienischen Arbeitsumgebung und Minimierung von Cross-Infektion für Patienten und Personal.
- Entwickelt als ein Hilfsmittel für den Patiententransfer (bis zu 200 kg) ist dieses Tragetuch dazu bestimmt, dass es in einem Notfallumfeld, in Krankenhäusern, Notfallzentren, Erste Hilfe Einheiten, Pflegeheimen, Leichenschauhäusern und für die Bergung von Verstorbenen in unterschiedlichen Einsatzbedingungen verwendet werden kann. Das Tragetuch Wrasfer kann auch ein Hilfsmittel bei Leichenbergung und -transport zusätzlich zu Vakuummatratzen, Krankentragen, Schaufeltragen, Toboga-Tragen, etc sein.
- Das Tragetuch ermöglicht das Leichen- oder Patientenumlagerung. Durch sein regelmäßiges Anwenden auf den Krankentragen und -stühlen (besonders in Notfallsituationen) wird eine Kostenoptimierung und Reduzierung des Reinigungsmiteleinsatzes (oft aggressiven) während der Reinigung und Wiederaufbereitung des Transportmittels und des OPs gewährleistet.
- Nach der Anwendung wird das Tragetuch entsorgt und, schließlich, wird die Krankentrage für den nächsten Patienten bereit sein.
- Maße Haupttuch: 220 x 100 cm
- Maße Saugzone: 200 x 50 cm
- 3 Schichten: PE-Folien, Vlies und Flockenzellstoff
- Eigengewicht: 350 g
- Tragfähigkeit: bis 200 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl



- Aufnahmevolumen: bis zu 5 Liter (Blut, Körperflüssigkeiten, ecc.)
- Farbe: blau/weiß
- Das Tragetuch ist nicht steril und ist nicht für das Sterilisieren geeignet.
- ACHTUNG: Für die korrekte Anwendung/Benutzung des Tragetuches sind 2 oder 4 Personen nötig (das ist auch gewichtsabhängig). Die Anwendungsvorschriften auf der Packung sollen immer eingehalten werden. Es sind Video und Printunterlagen verfügbar, wo die korrekte und sichere Anwendungsmethode vom Wrasfer Tragetuch dargestellt ist.
- Das Tragetuch Wrasfer kann auch auf keinen Fall als ein Transportmittel verwendet werden (es ersetzt nicht die Krankentragen, Bette oder andere Medizinprodukte mit demselben Anwendungszweck).

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl