



**CCPE1200PER**

## **PERFECTO PE-SCHUHÜBERZIEHER 100STK**

- Schuhüberzug Einweg, blau, aus PE (Polyethylen) 10 µm.
- Weit verbreitet in Krankenhäusern, Kliniken, Schönheitssalons und in der Lebensmittelindustrie, um die Übertragung von Schmutz von außen nach innen zu vermeiden.
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß europäischer Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgenden Änderungen (einschließlich der Richtlinie 2007/47/EG).
- Lagerung: Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort, entfernt von Hitze, offenen Flammen oder Funken.
- Verpackung: 100 St.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl