



ACC180016

GRÜNE UHR FÜR KRANKENPFLEGER

- Silikonuhr für Krankenpfleger und medizinisches Personal.
- Ausgestattet mit einer Sicherheitsnadel zum Befestigen an der Krankenpflegeuniform.
- Geeignet für die Messung des Patientenpulses und die Zeitmessung bei Sterilisationsverfahren.
- Entspricht den geltenden Vorschriften, die Krankenpfleger das Tragen von Armbanduhren verbieten.
- Einfarbiges rundes Modell.
- Abmessungen: Zifferblatt 35 mm, Länge der Uhr 85 mm.
- Gewicht: ca. 30 g.
- Batterie: Knopfzelle SR626SW (Batterielebensdauer 18 Monate).
- Kein Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 01_22/05/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl