



16100

## RETTUNGSTRAGE TOBOGA

- Sehr leichte Tragbahre für den Transport von nicht gefährlichen Verletzten
- Die Trage besteht aus ABS, der Rahmen aus Aluminium
- Die Matratze besteht aus Polyurethan, die Fußbank kann angepasst werden
- Vier Sicherungsgurte mit Schnellverschluss
- 12 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren
- Kann an Hubschraubern festgemacht werden
- Abmessungen: circa 216x61x17 (h) cm
- Tragfähigkeit: maximal 300 kg
- Gewicht: circa 15 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl