



630

## SCHAUFELTRAGE

- Schaufeltrage aus Aluminium
- Effiziente Vorrichtungen zum Verschließen und Öffnen der beiden Hälften der Trage
- Die Länge kann mit einer automatischen Blockiervorrichtung eingestellt werden
- Tasche mit 3 Gurten mit Schnellverschluss für die Immobilisierung des Patienten
- Tragfähigkeit: maximal 170 kg
- Gewicht: circa 10 kg
- Höhe: circa 7 cm
- Breite: circa 43 cm
- Mindestlänge: circa 167 cm
- CODE CND V0899 - CODE RDM 98238

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl