



9030

## HALSKRAUSE CHAMPION ERWACHSENE

- Die neue, zweiteilige HWS-Schiene CHAMPION COLLAR ist für den Notfall vorgesehen und in verschiedene Höhen verstellbar.
- Ermöglicht die Immobilisierung der HWS, verringert die Bewegungsfähigkeit und gewährleistet eine bessere Kontrolle der axialen und lateralen Bewegungen.
- Die Schiene bietet unterschiedliche Immobilisierungsmöglichkeiten.
- Ideal für posttraumatische Situationen der Zervikalzone, um Stütze und Schutz des Nackens und der Muskulatur zu gewährleisten.
- Ausgestattet mit einer zentralen Öffnung, die den Zugang zur Luftröhre und die Durchführung einer eventuellen Tracheotomie ermöglicht.
- Sie wurde für den Einsatz im medizinischen Notfall entwickelt und durch das flache Design kann die zweiteilige Schiene auch auf engstem Raum angebracht werden.
- Zum besseren Erfassen des Klettverschlusses ist dessen Endstück orange gekennzeichnet.
- Die Schiene besteht aus Polyethylen, gepolstert mit schwarzem Polyethylen-LD, Nylonknöpfe und Klettverschluss.
- Bei Hautverletzungen zuerst Verband anlegen, damit die Schiene nicht mit den Wunden in Berührung kommt.
- 100% Röntgen durchlässig, auch bei CT und MRT tragbar.
- Sie ist latexfrei, nicht steril, Einmalgebrauch, Einwegartikel, könnte aber mit Wasser 30° C und neutraler Seife oder Waschmittel gereinigt werden.
- RDM - CODE 1424411 / R
- CND - CODE Y060312

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl