



**DIA02009**

## **TISCH-BLUTDRUCKMESSGERÄT**

- Blutdruckmessgerät Aneroid rund für Wand/Tisch (Durchmesser 170 mm)
- Skala 0-300 mmHg
- Messgenauigkeit:  $\pm 3$  mmHg
- Armband mit Klettverschluss, Aufblasbirne und Spiralschlauch
- Wandhalterung mit Korb für Manschette
- Für professionellen und täglichen Gebrauch geeignet
- Risikoklasse gemäß Richtlinie 93/42/CEE: Im (Messgerät)
- Das Gerät entspricht der geltenden REACH-Verordnung

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl