



IMM120060

VACUUMMATRATZE

- Aus sehr widerstandsfähigem Stoff
- Immobilisierung der Kinder
- 4 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren
- Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- Röntgendurchlässig
- Abmessungen: circa 87x65x4h cm
- Gewicht: circa 1,6 kg
- Maximale Kapazität: 18 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl