



**IMM120172**

## **VAKUUMSCHIENE BEIN 108 cm**

- Aus sehr reißfestem und leicht abwaschbarem Material
- Absaugventil aus Kunststoff an der Außenseite
- Geeignet für jede Art von Bruch (auch verschobenen), das Bein kann schnell und schmerzfrei immobilisiert werden
- Geeignet für Kinder
- Immobilisiert ohne zusammendrücken, die Blutzirkulation wird nicht unterbrochen
- Zu 100% röntgendurchlässig
- Maße: ca. 108 x 64 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl