



**IMM120180**

## **SET 2 VAKUUMSCHIENEN COMPLETT**

- 2er Set Vakuumschienen: Bein und Arm
- Aus sehr widerstandsfähigem Material; einfach zu waschen
- Zu 100% röntgendurchlässig (keine Metallteile enthalten)
- Absaugventil aus Plastik an der Außenseite
- Für jede Art von Bruch geeignet (auch verschobener), kann die Hand schnell und schmerzfrei immobilisiert werden
- Kann auch bei Kinder angewendet werden
- Immobilisieren, aber komprimieren nicht, sodass die Blutzirkulation nicht unterbrochen wird
- Mit Minipumpe und Transporttasche
- Abmessungen der Armschiene: circa 47x75 cm
- Abmessungen der Beinschiene: circa 64x92 cm
- Abmessungen des Sets: circa 54x20x44 (h) cm
- Gewicht: circa 3,6 kg
- CODE CND M030505

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl