



**IMM123100**

## **SCHIENE STEIF FÜR OBERE GLIEDMASSEN**

- Steife Vakuumschienen zum Stabilisieren der oberen Gliedmaßen
- Aus PVC und Nylon
- Waschbar und röntgendurchlässig
- Klettverschlüsse
- Abmessungen: circa 51x27,5x3,5 cm
- Gewicht: circa 0,6 kg
- CODE CND M030505

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl