



**PAL32062**

### **BEATMUNGSMASKE OB SILIKON GRÖSSE 3**

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Patient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 3
- CODE CND R03010199 - CODE RDM 114153/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl