



IMM121033

FIXIERSYSTEM

- Ermöglicht die Ruhigstellung eines Erwachsenen oder Kindes auf einer Krankentrage (Spineboard)
- Die Gurte bestehen aus 1,2 mm dickem Polyestergewebe, die eine hohe Befestigungsstärke und Haltbarkeit gewährleisten
- Sie können je nach Patiententyp (entlang der vertikalen Achse des Befestigungssystems) verschoben werden, so ist eine stabile und sichere Fixierung des Patienten möglich
- Die Gurte sind mit ca. 5 cm breiten Klettverschlüssen versehen, wodurch der Körper des Patienten einfach und sicher befestigt werden kann
- Das System wird in einer Schutzhülle und einer Bedienungsanleitung geliefert, die die Aufbewahrungs- und Verwendungsanleitungen enthält
- Das Gerät kann nur mit kaltem Wasser gewaschen werden. Keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Medizinprodukt der Risikoklasse I

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl