



XIMM120130

MATERASSO A DEPRESSIONE PROFI COMPLETO

- Aus sehr widerstandsfähigem Stoff
- Immobilisierung des Patienten
- 8 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren (4 je Seite)
- Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- 3 Sicherungsgurte
- Röntgendurchlässig
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Mit Saugpumpe und Transporttasche
- Abmessungen: circa 205x95x8h cm ca
- Gewicht: ca. 10 kg
- EG-Zertifikat gemäß 1865:1999
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl