



XIMM120131

VACUUMMATTATZE PROFI PLUS

- Aus sehr widerstandsfähigem Stoff
- Immobilisierung des Patienten
- Die Matratze enthält einen halbstarren Träger, in dem die 8 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren untergebracht sind
- Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, durch die halbstarre Auflage geschützt, auch bei immobilisiertem Patienten leicht zugänglich
- Ausgestattet mit 2 speziellen Löchern zur Befestigung der Matratze an einer bei der Luftrettung verwendeten Metalltrage
- 3 Sicherungsgurte
- Röntgendurchlässig
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Mit Sautpumpe und Transporttasche
- Abmessungen: circa 205x95x10h cm ca
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Maximale Kapazität: 150 kg
- EG-Zertifikat gemäß 1865:1999
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl