



**75466**

## **NETZSCHLAUCHVERBAND ELASTISCH 40 cm LANG**

75466 - NETZSCHLAUCHVERBAND ELASTISCH MEDIUM 40 cm

- Netzschlauchverband elastisch
- Ersetzt optimal traditionelle Fixierbinden
- Schnelle und einfache Anwendung
- Länge: ca. 40 cm
- Die Größe ist geeignet für Hand, Handgelenk, Fuß, Knöchel

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl