



**VAL44281**

## **PVC PEDIATRIC/NEWBORN RESUSCITATION BAG**

- Set 2 palloni di ventilazione in pvc monouso in borsetta, completo di:
- 1 pallone di ventilazione neonatale da 240 ml
- 1 pallone di ventilazione pediatrico da 500 ml
- 2 maschere di ventilazione
- Reservoir e tubo ossigeno
- 3 cannule di Guedel
- Dimensioni: 25x25x8 cm circa

For further information and/or technical data related to the product, please refer to the Oscar Boscarol Company.