



1331321

## PVC MANUAL RESUSCITATOR INFANT SIZE

- Pallone di ventilazione monouso neonatale in pvc
- Capacità: 320 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Ingresso ausiliario per dinamometro
- Ingresso per valvola peep
- Dotato di maschera misura n.1, reservoir e tubo ossigeno
- Certificato CE in classe IIa

User manual available on the [eIFU](#) webpage

For further information and/or technical data related to the product, please refer to the Oscar Boscarol Company.