



BOR87020N

ZAINO MASTERMED 2.0 VUOTO

- Zaino Mastermed con struttura interna edizione 2019 realizzato in nylon di colore rosso
- Il tessuto antistrappo e impermeabile consente un uso sicuro anche con condizioni meteo precarie
- Le due tasche anteriori sono realizzate con scomparti interni trasparenti facili da aprire
- La tasca anteriore è dotata di elastici per il fissaggio di dispositivi medici di dimensione differente
- Gli spallacci sono imbottiti e dotati di strisce rifrangenti per tutta la loro lunghezza
- Zaino dotato di 8 borsette interne colorate con frontale trasparente, di cui 4 con maniglia
- La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti
- Dimensioni: 35x30x53 cm circa
- Volume: 43 litri circa
- Peso: 4,3 kg circa
- Peso massimo trasportabile 40 kg (attenzione al DL.81)
- Può essere lavato a mano a una temperatura massima di 30° C
- Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente
- Zaino Mastermed risponde al regolamento REACH ma non è un dispositivo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl