



**BOR89010**

## **PROFI BAG VUOTA**

- Borsa di soccorso Profi Bag
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di maniglie e tracolla
- Interno modulare
- 1 tasca anteriore
- Predisposta a contenere bombola ossigeno da 1 o 2 l
- 2 ampie tasche laterali esterne
- Tasca interna trasparente sulla parte superiore
- Dimensioni: 60x25x27 cm circa
- Peso: 1,4 kg circa
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl