



CAV605

ARMADIETTO VUOTO

- Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere
- Bordi arrotondati
- Tre ripiani in acciaio
- Anta dotata di due porta accessori
- Base porta flaconi rimovibile
- Serratura con chiave
- Completo di croce adesiva
- Peso: 6,60 kg
- Dimensioni: 402x202x483(h) mm

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl