



## BOR87010N

### ZAINO MAXIMED 2.0 VUOTO

- Zaino Maximed edizione 2019 realizzato in nylon di colore rosso
- Il tessuto antistrappo e impermeabile consente un uso sicuro anche con condizioni meteo precarie
- È dotato di striscia riflettente sugli spallacci imbottiti per una migliore visibilità, oltre che sulle tasche frontali e laterali
- Gli spallacci sono imbottiti e dotati di strisce rinfrangenti per tutta la loro lunghezza
- La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti
- È dotato di 2 tasche anteriori
- 1 tasca perimetrale esterna vuota e 1 tasca perimetrale esterna dotata di 4 borsette colorate rimovibili
- Le 4 borsette interne colorate hanno il frontale trasparente e sono rimovibili
- Al centro sono presenti delle apposite cinghie per il fissaggio sicuro della bombola ossigeno
- Dimensioni: 48x30x52 cm
- Volume: 54 litri circa
- Peso massimo caricabile 35 kg
- Peso: 4,5 kg circa
- Può essere lavato a mano a una temperatura massima di 30° C
- Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente
- Zaino Mastermed risponde al regolamento REACH ma non è un dispositivo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl