



**BOR89330**

## **AMPOLLARIO CON ELASTICI**

- Ampollario vuoto con apertura a libro
- Tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso
- Dotato di 2 strisce posteriori tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini
- 2 parti con elastici removibili per contenere 28 fiale di diverse dimensioni
- Imbottitura centrale con tasca trasparente per la distinta delle fiale
- Dimensioni: 25x12x7 cm circa
- Codice CND: V0480
- E' un dispositivo medico CE
- Codice RDM 588009/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl