



**BOR81146N**

## **ZAINO DI SOCCORSO ATLS MODULE 2.0**

- Zaino di soccorso ATLS modulare
- Prodotto in nylon antistrappo e impermeabile
- È dotato di striscia riflettente sugli spallacci imbottiti per una migliore visibilità
- La finestra anteriore trasparente è idonea all'inserimento del logo associativo
- L'ampia tasca anteriore consente di conservare in modo sicuro anche dispositivi medici di grande dimensione
- Lo zaino è dotato di pads soffici posteriori per ridurre l'affaticamento della schiena
- Gli spallacci sono dotati di chiusura sternale per un più agevole trasporto
- Lo zaino è dotato di vasca rigida in polipropilene antiurto con 4 suddivisioni rigide per l'alloggiamento delle borsette
- Le 4 borsette colorate interne sono dotate di frontale trasparente e sono rimovibili
- Dimensioni: 32x25x53 cm circa
- Volume: 35 litri circa
- Peso: 3,3 kg circa
- Peso massimo caricabile 30 kg
- Lo zaino ATLS è commercializzato vuoto ma può essere allestito su specifica richiesta del cliente

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl



Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl

**OSCAR BOSCAROL S.r.l.**  
Via Enzo Ferrari, 29 - 39100 Bolzano BZ Italy  
P.IVA e Cod. Fisc. 01458460217  
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 04711880333  
info@boscarol.it - www.boscarol.it

Data stampa: 02/04/2025 04:01:15