



BOR87300R

BORSA 33 VUOTA

- Borsa 33
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- 1 capiente tasca esterna
- 5 spazi modulari interni
- Parte interna con elastici e tasca porta documenti
- 1 tasca anteriore trasparente per inserimento logo associativo
- Dotata di maniglia e tracolla
- Dimensioni: 36x18x35 cm circa
- Peso: 1,6 kg circa
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl