



**BOR89000R**

## **PROFI BAG MINI VUOTA**

- Borsa di soccorso Profi Bag
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di maniglie e tracolla
- Interno modulare
- 2 ampie tasche laterali esterne
- Tasca interna trasparente sulla parte superiore
- Dimensioni: 38x26x20 cm circa
- Peso: 0,7 kg circa
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl