



**BOR89040PR**

## **TRAUMA BAG 10 PEDIATRICA VUOTA**

- Borsa di soccorso compatta ma estremamente capiente e razionale
- Realizzata in nylon antistrappo e impermeabile
- Il tessuto presenta colori e trame vivaci ideati per l'utilizzo nel settore pediatrico
- Completamente sfoderabile e lavabile alle condizioni specificate
- Dotata di 4 strisce rifrangenti poste sui lati della borsa stessa
- Borsa completa di maniglie, cinghia e spallacci per un trasporto comodo e sicuro
- Le 2 tasche laterali esterne sono dotate di spazi interni e di elastici per il fissaggio di dispositivi medici
- La parte interna della borsa è suddivisa in 4 spazi separati che possono essere rimossi
- Nella parte superiore è applicata una borsetta amovibile con frontale trasparente
- Dimensioni: 44x30x29 cm circa
- Peso: 2,1 kg circa
- La borsa è venduta vuota ma può essere dotata di dispositivi medici su richiesta del cliente
- La Trauma Bag 10 pediatrica risponde al regolamento REACH ma non è un dispositivo medico

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl