



**BSU504**

### **FLACONE SECRETI 500 ML**

- Vaso di raccolta secreti per aspiratori medicali, realizzato in Macrolon antiurto e autoclavabile con tappo in gomma siliconica con chiusura a pressione
- Completo di valvola di sicurezza per il troppo pieno
- Capacità: 500 ml

*DIR/QM – Rev. 02\_12/06/2023*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl