



**PAL32050**

### **MASCHERA OB IN SILICONE MIS. 0\***

- Maschera di ventilazione trasparente con bordo a labbro per la massima aderenza al viso
- Realizzata in silicone autoclavabile
- La conchiglia trasparente permette il monitoraggio del paziente durante la ventilazione
- Misura: 0
- CODICE CND R03010199 – CODICE RDM 114125/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl