



**PAL32070**

### **MASCHERA OB IN SILICONE MIS. 5\***

- Maschera di ventilazione trasparente con bordo a labbro per la massima aderenza al viso
- Realizzata in silicone autoclavabile
- La conchiglia trasparente permette il monitoraggio del paziente durante la ventilazione
- Misura: 5
- CODICE CND R03010199 - CODICE RDM 114163/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl