



**PAL32210**

**PALLONE OB IN GOMMA MONOUSO PEDIATRICO\***

- Pallone di ventilazione pediatrico in gomma non autoclavabile, monouso
- Capacità: 500 ml
- Valvola paziente con connessione girevole a 360°
- Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione
- Disinfettabile in soluzione battericida
- Certificato CE in classe IIa come da 93/42/CEE
- CODICE CND R03020201 – CODICE RDM 114283/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl