



VAL42000

VALIGIA EMERGENZA IN ALLUM.TIPO A VUOTA*

- Valigia di emergenza in alluminio tipo "A"
- Realizzata in alluminio anodizzato
- Alta resistenza e durata nel tempo
- Interno in termoformato lavabile e disinfettabile a sistema modulare
- Predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 litri
- Dimensioni: 52x36x17 cm
- Peso: 5,7 kg circa
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl