



32693

## SFIGMO ANEROIDE YTON CON FONENDO

- KIT YTON costituito da sfigmomanometro e stetoscopio
- Sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura in velcro, pera in lattice con valvola cromata e manometro staccato agganciabile sul bracciale.
- Rubinetto dell'aria cromato con regolazione del rilascio di aria tramite valvola a vite.
- Scala graduata ogni 2 mmHg, da 0 a 300 mmHg.
- Regolazione manuale del rilascio dell'aria possibile da 260 mmHg a 15 mmHg.
- Tempo di deflazione max 10 sec.
- Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente)
- Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.
- Colore: nero
- Dispositivo medico in classe Im conforme alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl