



394600

## RUBINETTO A 3 VIE CON LUER LOCK GIREVOLE

- Rubinetto singolo a 3 vie per la terapia endovenosa ed il monitoraggio pressorio
- Costituito da raccordi Luer-Lock:
- 1 maschio girevole in uscita e 2 femmine in entrata, a tenuta ermetica fino a 44Psi (300kPa)
- Raccordi Luer-Lock femmina di lunghezza ridotta per annullare la presenza di residui durante la sospensione della terapia infusioneale.
- antiturbolenza per ridurre il rischio di formazione di microbolle all'interno del rubinetto.
- Uscite del rubinetto protette da tappi Luer-Lock fino al momento dell'uso.
- Possibilità di collegamento a due o più sistemi di infusione.
- Confezione in TYVEK.
- Sterilizzato con irraggiamento, in accordo con le normative vigenti.
- Apirogeno, monouso, in confezione singola.
- Materiali atossici e compatibili con prodotti farmaceutici (farmaci, disinfettanti, soluzioni infusionali) con cui possono venire in contatto durante la normale pratica d'uso
- Resistente ai lipidi, a sangue ed emoderivati
- confezione
- **Scadenza 12/2024**

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl